

ECNU-NDT 联合实验室

文件类别及编号：（仪器）SOP- 1.13 版次：01

小儿吸痰器使用标准操作规程		修订年份：2012 年
修 订 人：于静	审 核 人：	批 准 人：
修订日期：2012.9	审核日期：	批准日期：
颁发部门：	分发部门：	生效日期：

小儿吸痰器标准操作规程

1. 目的

规范仪器设备的操作程序，保证小儿吸痰器处于正常运转的状态。

2. 适用范围

本实验室主要用小儿吸痰器进行抽液的操作。

3. 操作人员

本实验室实验人员。

4. 具体操作：

4.1 把电源的插头插入安全插座，放置在稳定的平台上，开启电源开关，指示灯亮，设备电源已接通；

4.2 抽吸前先对连接移液管的管头进行酒精消毒，再进行连接；

4.3 把仪器上的抽力力度调到最大；

4.4 进行正常的抽液操作；

4.5 当发现抽力下降时，须更换过滤器；

4.6 每个月倒去瓶内的废液并进行消毒，并且加入 1%—2%消毒液；

5. 注意事项：

5.1 实验结束时，需关掉仪器电源；

5.2 每次使用仪器前后均需要对软管头进行酒精消毒，以防发生污染；