## ECNU-NDT 联合实验室

文件类别及编号: (实验) SOP-3.9 版次: 01

皮下肿瘤模型评价药物对肿瘤的抑制作用及存活率实验(H460或其他肿瘤系)的标准操作规程		修订年份: 2012年
修 订 人: 刘晓庆	审核人:	批准人:
修订日期: 2012.9	审核日期:	批准日期:
颁发部门:	分发部门:	生效日期:

皮下肿瘤模型评价药物对肿瘤的抑制作用及存活率实验(H460 或其他肿瘤系)的标准操作规程

1. 目的:

规范裸鼠皮下肿瘤模型(H460)评价抗肿瘤药物抑瘤作用的操作规程。

2. 适用范围:

ECNU-NDT 联合实验室生物组

- 3. 责任人: Study director
- 4. 试剂、设备及材料
- 4.1 实验动物: 荷瘤裸鼠, 7-8 周(20-22g)、雌性, 购自北京维通利华 (VTR) 实验动物中心
- 4.2 实验细胞: NCI-H460 细胞,购自中国科学院上海细胞库,现由 ECNU-NDT 联合实验室 in vitro 组培养
- 4.3 仪器、材料和试剂: 细胞培养瓶 (T25、T75、T175), 电动移液器, 二氧化碳培养箱、超净工作台、RPMI1640 培养基, 超纯水、胰酶、一次性移液管 (10ml, 25ml)、1ml 及 5ml 枪头、倒置生物显微镜、1ml 注射器、0.4 或者 0.5 规格的注射针头、75%酒精、小鼠固定器、分析天平、PBS (pH7.4) 或生理盐水、耳钉号、耳钉钳、动物体重秤、游标卡尺。
- 5. 操作步骤
- 5.1 根据实验方案, In vivo 实验负责人 与 In vitro 实验负责人讨论确定实验的

具体实施日程,包括动物订购时间、到达时间、细胞皮下接种时间、所需细胞数量、细胞密度及分散介质(至少于皮下接种前十天进行),填写《细胞使用申请表》。

- 5.2 In vitro 实验负责人根据动物实验计划,准备实验所需细胞,具体操作参见《细胞培养标准操作规程》。
- 5.3 In vivo 实验负责人与协调员沟通,订购所需实验动物,准备实验原始数据记录表格。
- 5.4 In vivo 实验负责人安排接收动物,查验动物数量,规格,发票以及合格证。 填写《动物接收登记表》。
- 5.5 皮下接种细胞当天,由 In vivo 工作人员准备好冰块或冰盒,供保存收集好的细胞,以减少细胞在接种过程中的活力损失。
- 5.6 In vivo 负责人应密切关注细胞收集进程,应于细胞收好前 5 min 准备好细胞接种过程中需要使用到的注射器、笼具等,并准备好要接种的的动物,等待细胞送到,以减少细胞放置的时间。
- 5.7 In vitro 工作人员将细胞送到动物实验室。
- 5.8 由 In vitro 工作人员负责抽取细胞,供 In vivo 工作人员使用。每次抽取 0.25ml 细胞悬液,接种 2 只动物,每只接种 0.1ml,剩下的细胞退回到 EP 管中。

注意: 在抽取细胞前,应将细胞充分摇匀,不得出现肉眼可见团块。

抽取细胞的工作人员应密切配好细胞接种工作人员的节奏,抽入注射器内的细胞应及时使用。

- 5.9 细胞接种的人员以抓起裸鼠,以酒精棉球消毒接种部位皮肤。将注射针扎到皮下,向前推行约 1 cm 距离,可试探性地左右晃动一下针头,以确定针的位置在皮下(皮内和肌肉不能自由晃动)。将针头轻轻挑起约 30 度角度,推注 0.1ml 细胞悬液,之后将针头旋转 180 度(由针尖朝上转至针尖朝下),驻针 1 秒,从皮下退出注射针头。
- 5.10 自细胞接种之日起,每天观察动物状态以及肿瘤生长情况。
- 5.11 待肿瘤长出后(肿瘤体积 > 30mm³),由 In vivo 工作人员对动物进行耳钉编号(Ear tag),并以游标卡尺对肿瘤的长和宽分别进行测量,结果精确到 0.1mm。根据公式  $V=W^2\times L/2$  计算肿瘤体积、记录数据,并对所得数据以肿瘤体积为关

键词按升序排序。

- 5.12 挑选肿瘤体积大小为 500-800 mm³ 的动物进行随机分组,给药,并于指定时间点收集血浆和组织样品。
- 5.13 肿瘤体积不在 75-150mm³ 的裸鼠可根据肿瘤生长情况及实验计划安排 Tumor PK 的实验,以节约实验动物资源。
- 5.14 药物配制:根据 protocol 确定的给药剂量,药物的载药量,动物体重,动物数量,按照 10ml/kg 的给药体积,计算需称取的药物量加入的溶剂体积。加入指定溶剂后,振摇至药物完全溶解后方可进行尾静脉注射。

计算方法: 称取化合物重量 = 给药剂量/1000/载药量×动物体重×动物数量×1.3 配制体积 = 动物体重×动物数量×1.3×给药体积

注意: 药物必需彻底溶解,否则注射会导致动物死亡; 药物配制过程需要两人配合进行,保证 double check; 药物溶液应在配制后 24h 内使用。放置时需于 4℃保存;

剩余的药物溶液应于-80℃保存,备查。

5.15 根据动物体重,按照 10ml/kg 的给药体积,通过尾静脉注射给药。

注意: 若因为药物本身或浓度过大导致药物溶液粘度过大而无法给药,可将药物溶液对倍稀释,由于给药体积不得超过 10ml/kg,应将药液分两次注射。(两次注射需间隔半小时以上)

5.16 数据收集:给药后前七天于每天上午称重实验动物,记录动物体重,作为 毒理学评价参考,隔天测量肿瘤长和宽,并根据公式 V= W<sup>2</sup>×L/2 计算肿瘤体积,。之后每周测量动物体重和肿瘤体积三次。

注意: 体重记录精确到 0.1g, 肿瘤测量结果精确到 0.01mm?。 实验数据不得有涂改,实验验负责人应在测量完成后签名确认。

- 5.17 根据测量数据,绘制动物体重和肿瘤生长曲线 以及相对生长曲线。
- 5.18a. Survival 模型:根据动物死亡时间,评价实验组和对照组的动物存活时间。 以下情况视为动物死亡:
  - 1) 第一周内动物体重下降等于或超过初始体重的 20%或试验中因腹泻等原因导致体重下降等于或超过初始体重的 20%;
  - 2) 肿瘤体积超过 3000mm³;

- 3) 肿瘤溃烂;
- 4) 由于肿瘤存在而导致动物不能完成进食,饮水,呼吸,大小便等生理活动时
- 5) 临床观察到长期的过度疼痛或痛苦,例如:俯卧,弯腰驼背,麻痹, 腹胀,溃疡,脓肿,癫痫发作或出血;
- 5.18b. 瘤重模型:于实验开始后三周,处死实验组和对照组动物,剖取肿瘤,至于组织称重盘中称重。比较实验组与对照组瘤重,评价药物对肿瘤的抑制情况。 5.19 整理原始数据,提交实验报告。